



Autoklave – Certoclav Connect

- Tænd autoklaven på siden.
- Tænd for den trådløse controller (tryk i ca. 3 sek.)
- Tilslut controlleren til autoklaven ved at trykke på "RNBT-E5E5".
Hvis ikke dette felt er synligt, tryk da på de to pile 
- LOGIN TO serial: lws@sde.dk password: sdevejle
- Åbn autoklaven ved at trykke på den røde knap og dreje. Drej nu låget af mod uret og løft.
- Fyld **DEMINERALISERET VAND** i så det dækker holderen i bunden + 1 cm.
- Placer det der skal autoklaveres i autoklaven.
Sørg for at flasker med medie altid er åbent - minimum ½ drejning af låget.
Husk lidt autoklavetape.
Plader med bakterier SKAL i autoklaveposer. Disse sættes i med åbningen opad og lukkes med lidt autoklavetape.
- Vælg program.
20 min ved 120°C hvis det er plader med bakterier, der skal autoklaveres.
120 min at 120°C hvis det er væsker, der skal autoklaveres. Sæt føleren i en kolbe med vand i autoklaven.
Ønskes et andet program tryk på + og lav dit eget program. Slet programmet efter brug.
- Læg låg på autoklaven, drej det med uret og drej den røde knap mod uret.
- Når autoklaven er færdig viser monitoren "Please open lid". Den røde knap drejes med uret og låget kan tages af ved at dreje det mod uret.
- TØM TIL SIDST AUTOKLAVEN FOR VAND.