

pH-meter (Blå)

Kalibrering:

- Tag et prøveglas med buffer pH 7 (grøn) og et prøveglas med buffer pH 4 (rød). Væskehøjden skal være ca. 1½ cm.
- Tag pH-elektroden op af opbevaringsflasken og skyl den med demineraliseret vand fra en sprøjteflaske.
- Placer pH-elektroden i buffer 4. Tryk kalibrer(CAL) på pH-meteret.
- Når pH-meterets display viser, at det er klar til næste kalibrering tages pH-elektroden op og skylles med demineraliseret vand, hvorefter den placeres i buffer 7. Tryk kalibrer (CAL).
- Hvis smiley billedet kommer frem med neutral eller glad ansigt er kalibreringen tilfredsstillende og der kan nu foretages målinger.
- **Skyl ALTID elektroden inden den sættes tilbage i opbevaringsflasken.**

Fejlkoder:

ERR 1	pH < -2 ; > 16
ERR 2	mV < - 1300 ; > 1300
ERR 3	°C < -20 ; > 120
ERR 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11	Fejl under kalibrering. Se manual.
ERR 14	Uret er ikke indstillet. Se manual.

Manual til pH-meteret kan findes på:

http://th.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/3/BA_pH_PortableMeter_1140_0x000010083e770640400046d0_files/ba_ph_portablemeter1140e.pdf